



Amapack



GWARANTOWANA
TRWAŁOŚĆ LEKU
ZGODNIE Z FARMAKOPEĄ
POLSKĄ 14 DNI

Więcej na
www.amapack.pl


Nowość na rynku
opakowań recepturowych!

Butelka sterylna Amapack 5ml

do kropli z wewnętrznym systemem
zachowującym jałowość (roztwory wodne)*

BLOZ 9101499

Jak działa butelka sterylna?





Butelka sterylna Amapack

posiada wielodawkowy system końcówek zamykających, który eliminuje potrzebę stosowania konserwantów w leku i zapobiega skażeniu bakteryjnemu w trakcie leczenia.



Dłuższa trwałość leku - gwarancja minimum 14 dni

(w zależności od składu zgodnie z Farmakopeą Polską)

Przyjazne dla pacjenta intuicyjne urządzenie

Butelka sterylna jest tak łatwa w użyciu, jak standardowy zakraplacz dlatego pacjentom łatwo jest zrozumieć zasadę działania.



1. Odkręć nakrętkę
2. Ściśnij butelkę, aby dostarczyć kroplę

Zadbaj o środowisko wybierając butelkę wielodawkową!

Przeprowadzono analizę porównawczą dla 1-miesięcznego leczenia (1 kropla na oko dwa razy dziennie), porównując nasz wielodawkowy zakraplacz bez konserwantów z opakowaniem jednodawkowym.

Rezultat:



8

razy mniej
zużytego plastiku



25

razy mniej
odpadów



9

razy mniej potrzebnej
energii dla transportu



AMAPACK SP. Z O.O.
Grębowska 3
63-720 Koźmin Wielkopolski

www.amapack.pl

tel. +48 578-980-660
tel. +48 578-980-890
biuro@amapack.pl